

ZENDIUM COOL MINT med zink

Tandpasta med zink, colostrum, enzymer, xylitol og fluor

Anvendelse: Tandpasta, der beskytter og giver frisk mund.

Egenskaber: zendium cool mint indeholder: Zink som modvirker dårlig ånde som normalt skyldes bakteriebelægninger på tungen, som producerer svovlholdige stoffer med dårlig lugt. Zink hæmmer dannelsen af de svovlholdige stoffer og modvirker dermed dårlig ånde.
Enzymer og Colostrum (mælkeprotein) som styrker mundens naturlige forsvarssystem mod bakterier.
Xylitol: som hæmmer bakterievækst.
Fluor: som mindsker risikoen for huller i tænderne (karies).
Desuden har zendium cool mint lav slibeeffekt, som den almindelige zendium tandpasta, og en frisk ung smag.


Udseende: Hvid pasta.

Brugsanvisning: Min. 2 cm pasta-"striben" på tandbørste til børstning af tænderne i minimum 3 minutter.

Bemærk! Den bedste virkning af det fluor, som findes i zendium cool mint, fås ved at undgå at skylle munden efter tandbørstningen. Spyt kun ud.

RDA-værdi(slibeværdi) 80

pH-værdi: pH-værdi i koncentration: ca 6,0
pH-værdi i brugsopløsning: ca 7,0



Produktdata: Vægtfylde/20°C: 1,27 g/ml
Viscositet/20°C: -
Flammepunkt: -

INCI-indholdsdeklaration:**Ingredients****Virkemåde**

Aqua

Hydrated Silica

Slibemiddel

Sorbitol E-420

Sødestof

Xylitol

Bakteriehæmmende

Steareth-30

Tensid, nonionisk skummiddel

Glycerin E-422

Forbedrer konsistensen

Chondrus Crispus Extract E-407

Konsistens; fortykkelsesmiddel

Aroma: Menthol, eucalyptus, anis,
pebermynte, spearmint

Smagsstoffer

Titanium Dioxide E-171

Hvidhed

Disodium Phosphate

pH-regulerende

Sodium Fluoride (1.100 F)

Fluor

Citric Acid

pH-regulerende

Sodium Benzoate E-211

Konserveringsmiddel

Sodium Saccharin

Sødestof

Potassium Thiocyanate

Medvirker i lactoperoxidasesystemet

Zinc Gluconate

Modvirker dårlig ånde

Colostrum

Mælkeprotein

Lysozyme

Enzymsystemet

Lactoferrin

Lactoperoxidase

Glucose Oxidase

Enzymsystemet

Amyloglucosidase

Emballage:20 ml metaltube (prøvetube)
2x50 ml tube i aluplast
75 ml ståtube i plast**Lagring/Holdbarhed:**

Holdbarhed efter åbning er: 6M. Ved kølig og tør opbevaring er

holdbarheden uåbnet minimum 30 mdr. fra produktionsdato.

Brochurer:

Værd at vide

09/05